

造影剤とMRI検査

東海大学八王子病院 診療技術部放射線技術科
堀江 朋彦
tomohiko.horie@gmail.com

contents



- 造影剤とシーケンス
- 造影検査の役割
- 造影剤と静磁場強度
- 造影剤開発動向 過去と現在
- DCE-permeability

* 今回は、安全性に関する内容はありません。

造影剤とシーケンス



TEの影響

(TR 500ms)




TRの影響

(TE 15ms)




造影剤とシーケンス


用いる部位・対象組織によっても異なる。だから調べましょう。



低～中濃度



中～高濃度



TR TEともに短くすることが必要

フック現象

造影剤濃度と信号強度は正比例しない。


高濃度では、T2短縮効果が著明になり信号強度は減少する。

GREは、SE TSEに比べその減少は小さい。


造影剤は、やはりすごい。

右眼窩血管腫
静脈奇形


T1WI SE







Gd-T1WI SE



T2WI TSE



Gd-FST1WI GRE




拡張した静脈 うっ滞しているのでflow voidになりにくい。

造影前後で信号は



- ① FST2WI(STIR)で見つける
- ② 造影前 T1WI で "low"
- ③ 造影後 T1WIで "high"
- ④ 造影後 FST1WIで
周囲を"low" にして "high"




造影前後で同じものを撮る。


造影前

“low”

T1WITSE





FST1WITSE



“high”

造影後


“high”



“high”
or
“low” ?

造影検査の役割

脊髄腫瘍（神経膠腫）では、悪性度評価よりは検出能向上に




神経膠腫では、悪性度と画像所見はさまざまである。

造影検査の役割

T2WIで高信号を示す筋腫

	T1WI	T1WIGd
浮腫	等信号	中等度～高度
粘液性変性	低～等信号	(-)～軽度
嚢胞性変性	低～等信号	(-)
赤色変性	辺縁高信号	(-)
<特殊型>		
Cellular leiomyoma	等信号	高度
lipoleiomyoma	高信号	脂肪以外の部 中等度

赤色変性



T2WI



T1WI


子宮平滑筋腫




T2WI

T1WIGd

FST1WIGd



FST1WI Gd



T1WI Gd


出血・壊死像が認められる。

造影検査の役割

dynamic study


- 早く染まる。wash out

中～高分化型HCC疑い



- ゆっくり遅く染まる。

膵頭部癌





造影検査の役割

dynamic study


- 早く染まる。

前立腺癌



- ゆっくり遅く染まる。

下垂体腺腫



子宮体癌 筋層浸潤の評価

- T2強調画像の junctional zone

年齢・ホルモン療法・月経周期により描出不良あり

- dynamic 早期相 SEE (subendometrial enhancement)

正常内膜と筋層境界に一層の増強効果 時間的にも個人差あり



- 造影後(平衡相)腫瘍と筋層のコントラスト

造影2分後、腫瘍とのコントラストが最大
(体癌は筋層に比べ低信号)

造影後は速やかに撮像することが重要
(膀胱内への造影剤到達前に)

造影検査の役割



子宮体癌 Ib or Ic 58歳



子宮底部後壁にjunctional zoneが不鮮明
筋層浸潤 1/2にかかる部分もある

臨床進行期分類

子宮体癌 Ic 74歳



SEEの断裂あり

dynamic 早期相

静磁場強度と緩和能(度)

Comparison of Magnetic Properties of MRI Contrast Media Solutions at Different Magnetic Field Strengths

Martin R et.al Investigative Radiology 40(11) 715-724. 2005.

Table 4 Relaxivities* of investigated Contrast Media in Plasma at 37°C

	0.47T**		1.5T		3.0T		4.7T	
	r1	r2	r1	r2	r1	r2	r1	r2
MAGNEVIST	3.8	4.1	4.1	4.6	3.7	5.2	3.8	4.8
GADOVIST	6.1	7.4	5.2	6.1	5	7.1	4.7	5.9
PROHANCE	4.8	6.1	4.1	5	3.7	5.7	3.7	5.8
OMUNISCAN	4.4	4.6	4.3	5.2	4	5.6	3.9	5.3
RESOVIST	15	101	7.4	95	3.3	160	1.7	118
PRIMOVIST	8.7	13	6.9	8.7	6.2	11	5.9	12

* Values in L mmol⁻¹s⁻¹ ** Measured at 40°C

Comparison of Magnetic Properties of MRI Contrast Media Solutions at Different Magnetic Field Strengths

Martin Roeder, PhD,* Hans Bauer, PhD,* Jan Minorovich, PhD,†
Martin Roeder, PhD,† and Hans-Joachim Weinmann, PhD*

Background and Objectives: To characterize and compare commercially available contrast media (CM) for magnetic resonance imaging (MRI) in terms of their relaxivity at magnetic field strengths ranging from 0.47 T to 4.7 T at physiological temperatures in water and in plasma. Relaxivities were compared in whole blood at 1.5 T.

Methods: Relaxivities of MRI-CM were determined by nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy at 0.47 T and MRI phase measurements at 1.5 T, 3 T, and 4.7 T. Longitudinal (T₁) and transverse relaxation times (T₂) were measured by inversion-recovery sequences. Nuclear magnetic resonance dispersion (NMRD) profiles were also determined for all agents in water and in plasma.

Results: Significant dependence of relaxivities on the field strength and solvent were quantified. Protein binding leads to both increased field strength and solvent dependence and hence to significantly altered T₁ relaxivity values at higher magnetic field strengths.

Conclusion: Assessment of the field strength and solvent associated with relaxivity data is crucial for the comparison and evaluation of relaxivity values. Data obtained at 0.47 T are thus not substitutable and should be replaced by relaxivities measured at 1.5 T and at 3 T in plasma at physiological temperatures.

Key Words: MRI contrast media; relaxivity; field strength dependence; comparative studies
(Invest Radiol 2005;40: 715-724)

Shortly after the development and market introduction of magnetic resonance imaging contrast media (MRI-CM; gadolinium diethylenetriaminepentaacetic acid [Gd-DTPA], MAGNEVIST), their use became a worldwide established,

powerful tool for improved medical diagnosis with MRI.¹⁻³ After the first marketing authorization of Gd-DTPA (MAGNEVIST) in the United States, Europe, and Japan in 1988, other Gd-based chelates (eg, DOTATATE,⁴ OMNISCAN,⁵ PROHANCE,^{6,7} OPTOMAR,⁸ GADOVIST^{9,10}) were introduced to the market. Today, contrast media are applied in approximately 50% of all MRI procedures.

Although the dominance of extracellular, low molecular-weight Gd chelates such as Gd-DTPA still persists, a number of novel and more specific MRI-CM containing other metals than Gd (Mn chelates or iron oxide particles) also have been introduced.¹¹⁻¹³ The use of Mn as a paramagnetic center was first introduced in Mn-DPPE (TNSA-CAN),^{14,15} MRI-CM based on cooled superparamagnetic iron oxide (SPIO) nanoparticles such as FERROXYNDORIM and RESOVIST have been developed and marketed. The SPIO substances often are referred to as "negative contrast agents" because of their strong susceptibility effects, which make them most suitable for T₂- and T₂*-weighted sequences. The paramagnetic Gd-containing MRI-CM, on the other hand, are sometimes termed "positive contrast agents" based on their effective T₁-shortening characteristics, which provide an increased signal intensity in T₁-weighted sequences.

The efficacy of MRI contrast agents is not just determined by their pharmacokinetic properties (distribution and time dependence of their concentration in the area of interest) but also by their magnetic properties, described by their T₁- and T₂-relaxivities. Various factors influence these relaxivities. In the case of paramagnetic metal chelates, the paramagnetic center of the metal chelate directly interacts with the protons of the surrounding "inner-sphere effect", which is quantitatively described by the Solomon-Bloembergen-Morgan equations,¹⁶ containing field-frequency-dependent contributions from dipolar and scalar contact interactions. Motion factors (rotation, water exchange rates) are accounted for via the correlation times. Comprehensive descriptions and reviews on relaxation theory, including further contributions ("outer-sphere effects") difficult to be found, for instance, in the reviews by Lauffer and coworkers or Bertini and coworkers.¹⁷⁻¹⁹ Detailed theoretical descriptions become further complex, when MRI-CM are considered in vivo, because the properties of the agent depend on the different physiological environments (eg, blood, interstitial fluids, intracellular


静磁場強度の違いにおけるT1 T2 の変化

T ₁ (ms)				T ₂ (ms)		
	1.5T	3.0T	増加率 (%)	1.5T	3.0T	増加率 (%)
腎皮質	966±58	1142±154	18	87±4	76±7	-13
肝臓	586±39	809±71	38	46±6	34±4	-26
脾臓	1057±41	1328±31	26	79±15	61±9	-23
膵臓	584±14	725±71	24	46±6	43±7	-7
傍脊椎筋	856±61	898±33	5	27±8	29±4	7
骨髄	549±52	586±73	7	49±8	49±4	1
皮下脂肪	343±37	382±13	11	58±4	68±4	17
子宮筋層	1309±35	1514±156	16	117±14	79±10	-33
子宮内膜	1274±64	1453±123	14	101±21	59±1	-42
前立腺	1317±85	1597±42	21	88±0	74±9	-16

EOBにおける静磁場強度の比較 SNRとCNR

$$\text{SNR}_{\text{right liver}} = \frac{\text{signal intensity}_{\text{right liver}}}{\text{S.D.}_{\text{right liver}}}$$

ROI : 50 pixel




$$\text{CNR}_{\text{right liver} - \text{IVC}} = (\text{SNR}_{\text{right liver}} - \text{SNR}_{\text{IVC}})$$

Post-Contrast (delay 15min) e-THRIVE	3.0T		1.5T		P-value	Mean gain (%)
	Mean	S.D.	Mean	S.D.		
$\text{SNR}_{\text{right liver}}$	31.7	10.3	26.5	8.0	0.027	19.6
$\text{SNR}_{\text{left liver}}$	29.2	14.0	24.5	8.6	0.045	19.2
SNR_{IVC}	12.1	4.9	18.5	5.6	0.003	34.6
$\text{CNR}_{\text{right liver} - \text{IVC}}$ = $(\text{SNR}_{\text{right liver}} - \text{SNR}_{\text{IVC}})$	19.5	13.2	7.9	8.8	0.002	46.8
$\text{CNR}_{\text{left liver} - \text{IVC}}$ = $(\text{SNR}_{\text{left liver}} - \text{SNR}_{\text{IVC}})$	17.1	15.8	6.0	9.1	0.004	48.5

The statistical data of quantitative analysis for SNRs and CNRs were compared between 3.0T and 1.5T using the paired samples t-test.

EOBにおける静磁場強度の比較 SNRとCNR



1.5T e-THRIVE

slices thickness : 5.0mm/-2.5mm (sliceZIP)
number of slices : 70
TR/TE/FA : 5.4/2.6/10°
scan time :22sec



3.0T Normal e-THRIVE

slices thickness : 5.0mm/-2.5mm (sliceZIP)
number of slices : 70
TR/TE/FA : 3.2/1.5/10°
scan time :16sec

3.0T HR e-THRIVE

slices thickness 1.7mm/-0.85mm (sliceZIP)
number of slices 200
TR/TE/FA : 3.2/1.44/10°
scan time : 23sec

造影したら、撮り方を変える。





S.I.を延長すると血液は高い
造影ではS.I.を最短でも血液は高い

造影前に "high" 造影後に "low"

3DFS-IRT1TFE ($\doteq$ MPRAGE)

DTI* : direct thrombus imaging



**Moody AR et al.: Direct imaging of deep-vein thrombosis with magnetic resonance imaging. Lancet 1997.

QUESTIONS AND ANSWERS IN MRI

Home

Complete List of Questions

...Magnets & Scanners

...The NMR Phenomenon

...Pulse Sequences (Basic)

...Making an Image

...K-space & Rapid Imaging

...Paramagnetic Contrast

...Cardiovascular and MRA


...MR Artifacts

...Coming Soon!

Copyright/Legal

What's New

Open Forum/Discussion



Welcome to the Questions and

In 1994 I published the first edition of *Questions and Answers in MRI*, a collection of notes on MR physics I had distributed for teaching over the years. Jonathan Burdette helped me with the second edition which appeared in 2001. These books were big hits and I am proud how many people tell me they learned most of their MR physics from them.

The concept was radically different from "standard" MR physics books, but were questions actually posed by readers. They reflected areas of common confusion that have been addressed in books and web sources.

The original paperbacks are long out of print, and a simple revision of the original material is not possible. I have done a major overhaul of all my original notes, bringing the material up to date with multimedia and other web-enabled features. I hope you will find it useful.

There is no charge for using this site; it is my gift to you. It is good to me. But please don't reproduce or use any of the material without appropriate credit.

No doubt there are some errors and omissions, and I encourage anyone with suggested changes to email me or post them in the forum. I will then try to correct my answers or explain them more completely.

Yours sincerely,

Allen D. Elster MD

Allen D. Elster, MD FACR
Chair, Emeritus
Division of Radiologic Sciences
Wake Forest School of Medicine
Winston-Salem, NC 27108

...The NMR Phenomenon

...Pulse Sequences (Basic)

...Making an Image

...K-space & Rapid Imaging

...Paramagnetic Contrast

...Cardiovascular and MRA

...MR Artifacts

...Coming Soon!

Copyright/Legal

What's New

Open Forum/Discussion



The observed T1 relaxation rate ($1/T1_{obs}$) caused by contrast material accumulating in a tissue is given by

$$1/T1_{obs} = 1/T1_t + r_1 \cdot [C]$$

where $1/T1_t$ is the base relaxation rate of the tissue without contrast, $[C]$ is the concentration of contrast agent within the tissue, and r_1 is the relaxivity of the contrast agent. By algebraic rearrangement it is

Contrast Agents: Physics > Why Gadolinium?

Contrast Agents: Clinical > Paramagnetic relaxation?

Contrast Agents: Safety > What is relaxivity?

Blood: Paramagnetism > Why does Gd shorten T1?

1. Contrast enhancement is dark on T1-weighted images

2. More contrast $[C]$ in the tissue

3. Contrast agents with higher r_1

To understand how the field strength and r_1 each change as a function of field strength

The field-dependence of tissue T1 values increase with increasing field strength and T1 relaxation requires energy exchanges near the Larmor frequency to be effective. With increasing Larmor frequencies a progressive mismatch occurs with molecular motions in solid tissues, resulting in inefficient energy transfer and longer T1 values.

The field dependence of gadolinium-based MR contrast agents depends on the range of field strengths considered as well as the particular agent. The table right shows T1 relaxivities for nine commercially available contrast agents.

In general a slight decrease in r_1 is noted for all

in tissue relaxation due to the contrast agent:

$$1/T1_{obs} \div (1/T1_t) = T1_t \cdot r_1 \cdot [C]$$

$1/T1_{obs}$ can be taken as a surrogate for relative contrast enhancement. Several features about contrast enhancement will

with baseline long T1 values (i.e., tissues that

ment.

es produce stronger enhancement.

contrast enhancement, we must consider how T1:

on discussed in a [prior Q&A](#). In general, tissue relaxation phenomenon occurs because the Larmor

Name	0.47T	1.5T	3.0T	4.7T
Magnevist®	3.8	4.1	3.7	3.8
MultiHance®	9.2	6.3	5.5	5.2
Omniscan™	4.4	4.3	4.0	3.9
OptiMARK™	5.7	4.7	4.5	4.4
Dotarem®	4.3	3.6	3.5	3.3
ProHance®	4.8	4.1	3.7	3.7

とても有用なサイトです。

- ・基礎から臨床 動画
- ・文献もオンライン

日獨医報 50(1) 114-132 (2005)

MRI造影剤の過去・現在・未来

谷本 伸弘 先生

- 10年後には、USPIOやblood pool agentなど新しい造影剤をいくつか手にしている。
- さらに数年後には、組織特異性MR造影剤が日常的に使用されている。
- ただし、核医学に取って代わるものは数少なく、細胞外液性Gd造影剤が汎用される。



MRI造影剤開発の現状(表1)

A: 発売中 B: 治験終了 C: 治験中

D: 研究段階 E: 研究未施行

1*: 承認申請後中止

2*: 開発中止

標的	薬剤	開発動向	
		国内	海外
細胞外液	Gd-DTPA (Magnevist)	A	A
	Gd-DOTA (MAGNESCOPE)	A	A
	Gd-DTPA-BMA (Omniscan)	A	A
	Gd-HP-DO3A (ProHance)	A	A
	Gadoversetamide (OptiMARK)	C*1	A
	Gadobutrol (Gadovist)	B*2	A
肝臓内系	Ferumoxides (Feridex, Endorem)	A	A
	Ferucarbotran (Resovist Inj.)	A	A
肝細胞	Gd-BOPTA (MultiHance)	B*1	A
	Gd-EOB-DTPA (Primovist)	B	A
	Gd-DTPA-DeA	C*2	E
	MnDPDP (mangafodipir)	E	A
	AG-USPIO	E	D
	MION-ASF	E	D
血液プール	MS-325 (Gadofosveset)	D	C
	B22956/1	E	C
	Gadomer-17	D	C
	P-792 (Vistarem)	E	D
	Ferumoxtran-10 (Combidex, Sinerem)	E	B
	NC 100150 (Clariscan)	E	B
	SH U 555C	E	D
	VSOP	E	D
Plaque	Gadofluorines	E	D
	Ferumoxtran-10 (Combidex, Sinerem)	E	B
リンパ節	Ferumoxtran-10 (Combidex, Sinerem)	E	B
	Gadofluorines	E	D
	Gd-DTPA-PGM	E	D
	Gd-carrying liposome	E	D
腫瘍	Gd-porphyrins	D	D
	MION-MoAb	E	D
	Gd-DTPA-9.2.27	E	D
脾	MnDPDP	E	A
	MION-CCK	E	D
心筋	MnDPDP	E	A
	MION-antimyosin	E	D
炎症	Ferumoxtran-10 (Combidex, Sinerem)	E	B
	MION-IgG		
細胞追跡	Ferumoxides (Feridex)	D	D
	Ferucarbotran (Resovist)	D	D
その他	Glucose感受薬	D	D
	pH感受薬	D	D
	遺伝子発現	D	D
消化管	Ferric ammonium citrate (FerriSeltz)	A	A
	MnCl2 (LumenHance)	E	C
	OMP	C*2	B

国内発売中

2005年

7製剤



2015年


〇〇製剤

2006. Bothdel

2008. Gd-EOB-DTPA (Primovist)

MRI造影剤開発の動向 血液プール製剤 MS-325



高空間分解能 vs SNR・CNR



Yamashita T et al: Diffusion magnetic resonance imaging with gadofosveset trisodium as a negative contrast agent for lymph node metastases assessment. Jpn J Radiol. 2011.29.25-32.

MRI造影剤開発の動向 血液プール製剤 MS-325

高空間分解能 vs SNR・CNR



Adaptive Steady State Triggering adds confidence to the Thoracic ECG-Gated Contrast Enhanced MR Angiography.
Yutaka Natsuaki.
Proc. Intl. Soc. Mag. Reson. Med. 22 (2014) 0660.




A Multicenter MRI Protocol for the Evaluation and Quantification of Deep Vein Thrombosis.
Venkatesh Mani.
Proc. Intl. Soc. Mag. Reson. Med. 22 (2014) 3863

DCE-MRI permeability

信号強度を造影剤濃度に変換し薬物動態解析する手法
コンパートメントモデル解析が用いられる。

Tofts PS et al. 1991. Tofts and Kermode model
Brix G et al. 1991. Brix model
Tofts PS et al. 1999. Standard model



$$\frac{dC_t}{dt} = K^{trans} (C_p - C_t / V_e) = K^{trans} C_p - K_{ep} C_t$$

C_t 組織中の造影剤濃度

C_p 血漿中の造影剤濃度

V_e 血管外細胞外腔(ESS)の占める割合

V_p 血漿の占める割合

V_i 細胞内腔の占める割合

K^{trans} 造影剤の血漿からESSへの移行速度定数

K_{ep} 造影剤のESSから血漿への移行速度定数


($K_{ep} = K^{trans} / V_e$)

DCE-MRI permeability

信号強度を造影剤濃度に変換し薬物動態解析する手法
コンパートメントモデル解析が用いられる。

動脈

毛細血管/組織




静脈


毛細血管レベルの現象を予測

$$\frac{dC_t}{dt} = K^{trans} (C_p - C_t / V_e) = K^{trans} C_p - K_{ep} C_t$$

INPUT



OUTPUT




MRI信号 $S(t)$ → 造影剤濃度 $C_t(t)$ へ

DCE-MRI permeability

造影前とdynamic中の T_1 値を算出できれば濃度算出は可能

$$1 / T_1 = 1 / T_{10} + r1 C$$

T_1 : T_1 値 T_{10} : 造影前の T_1 値 $r1$: 縦緩和能 C : 造影剤濃度



Dual FA法



B1の影響を受けやすい

- Multi transmit
- B1map

DCE-MRI permeability

微分方程式を解いて



$$C_t(t) = K^{trans} \int_0^t C_p(t') \exp \left\{ -\frac{K^{trans}}{V_e} (t - t') \right\} dt' + V_p C_p(t)$$



最適値を求める

K^{trans}

V_e




DCE-MRI permeability

Cervical cancer : DCE MR and clinical outcome

Author	n	Parameter	Outcome
Hawighorst, 1998	57	Low K_{ep}	↓ Survival
Yamashita, 2000	36	High "permeability"	"Poor response"
Mayr, 2000	16	$RSI_{10\%} < 2.5$	↓ Local control
Loncaster, 2002	50	Low A_{Brix}	↓ Survival
Zahra, 2009	13	High K^{trans} or K_{ep}	"Better regression"
Semple, 2009	8	K^{trans}	"Clinical response"
Donaladson, 2010	50	$EF25s > 28\%$	↓ Survival
Andersen, 2011	81	Low $RSI_{10\%}$, low AUC	↓ Local control



DCE-MRI permeability

扁平上皮癌





flowが高い
もしくは血管壁の破綻

悪性リンパ腫



細胞密度が高い

多形性腺腫



細胞密度が低い

DCE-MRI permeability

T1強調DCEイメージングの
コンセプト:モデリング、撮像、解析

ダイナミック造影

T1強調イメージングをはじめとする
直腸内コイルを用いない前立腺
1.5テスラ機能的MR

Multi-Imagingの検査プロトコル
による初期の臨床経験

- ・血管新生阻害療法/抗血管内皮増殖因子(VEGF)療法の評価
- ・抗がん剤開発への応用



The image shows the cover of the 'MAGNETOM Flash' magazine, which is 'The Magazine of MR' (MRI). The cover is blue and white, with the Siemens logo in the top right corner. The title 'MAGNETOM Flash' is prominently displayed in the center. Below the title, it says 'The Magazine of MR 翻訳版'. The cover features several articles, including 'Research' on T1-weighted DCE imaging, 'Clinical Abdomen/Pelvis' on dynamic imaging, and 'Clinical Women's Health' on syngo BreVis. A large '05' is visible in the bottom left corner. The text 'Web 入手可能です。' (Available online) is written in the bottom right corner.

diffusion·perfusion
MRI
一筆千里

MAGNETOM Flash
The Magazine of MR 翻訳版

SIEMENS

Research
T1強調DCEイメージングの
コンセプト:モデリング、撮像、解析

Clinical
Abdomen/Pelvis
ダイナミック造影
T1強調イメージングをはじめとする
直腸内コイルを用いない前立腺
1.5テスラ機能的MR
Multi-Imagingの検査プロトコル
による初期の臨床経験

Clinical
Women's Health
syngo BreVis
ー乳癌MRI用の効率的で標準化
されたワークフロー

Courtesy of Leonardo Kayel Bitencourt, M.D., Federal University of Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil

syngo Tissue4D Prostate Postprocessing

05 Web 入手可能です。

最後に

大切なことは、昔から変わらない。

- 造影剤とシーケンスを把握する。
- 造影前後は同じものを撮る。(脂肪抑制)
- 造影検査の役割を理解する。
- 調べてみる。変えてみる。

皆様のご参考になれば幸いです。ご清聴ありがとうございました。

謝辞 DCE-MRI permeabilityに関して、ご意見を頂きました。
ありがとうございました。

小原 真 様(PHILIPS) 打越 将人 様(SIEMENS)